



**LANGE** ©  
UNITED FOR WATER QUALITY

# LCK 514

100–2000 mg/L

T1

NL

## LCK 514 CZV Chemisch zuurstof verbruik

**Let a.u.b. op de "Uitgave datum"** (zie datababel) en lees de "Opmerking". Veiligheidsadvies en houdbaarheidsdatum op de verpakking.

### Principe

Oxideerbare stoffen reageren met een zwavelzure kaliumdichromaatoplossing in aanwezigheid van zilversulfaat als katalysator. Chloride wordt met kwiksulfaat gemaskeerd. Gemeten wordt de groene kleur van het Cr<sup>3+</sup>.

### Toepassingsgebied

Afvalwater, procesanalyse

### Storingen

De methode kan worden toegepast in monsters met een chloridegehalte van maximaal 1500 mg/L. De meetresultaten zijn via een plausibiliteitsonderzoek te controleren (verdunning en/of standaarddadditie).

### Opmerking!

In vergelijking met de klassieke CZV kuvetten-test (CZV klassiek) is de hogere ontsluitingstemperatuur en korte ontsluitingstijd een belangrijk kenmerk van de HT-CZV.

In de praktijk wordt een vergelijking met de klassieke methode geadviseerd om er zeker van te zijn dat de HT-CZV voor de eigen monsters vergelijkbare resultaten oplevert.

### Speciale aandachtspunten



Voor een optimale stabiliteit tot de houdbaarheidsdatum, wordt opslag van de kuvettentest LCK 514 in een koelkast aanbevolen.

### Datababel · Data table · Veri tablosu

DR 2800 / DR 3800 / DR 3900 / DR 5000 / DR 6000 06/2013

Software Download: [www.hach-lange.com](http://www.hach-lange.com)

LP2W 06/1997

LCK 514 \*) • F1 = 0 • F2 = 2071 • F3 = -35.81

CADAS 30/30S/50/50S 07/2001

LCK 514 \*) • λ: 605 nm • Pro.: 1 • F1 = 0 • F2 = 2045 • K = -105.7

ISIS 6000/9000 07/2001

LCK 514 \*) • λ: 610 nm • Pro.: 1 • F1 = 0 • F2 = 2118 • K = -122.2

CADAS 100/LPG 158 06/1997

LCK 514 \*) • λ: 605 nm • F1 = 2046 • F2 = -37.39

CADAS 100/LPG 210 06/1997

LCK 514 \*) • λ: 605 nm • F1 = 2046 • F2 = -37.39

\*) CZV klassiek/HT

COD classic/HT

COD klasik / HT

In het donker bewaren  
Protect against light  
Işığı karşı koruma



Houdbaarheid  
Storage  
Saklama

+15 °C ..... +25 °C

EN

## LCK 514 COD Chemical Oxygen Demand

**Please check the "Edition Date"** (see data table) and read the "Note". Safety advice and expiry date on package.

### Principle

Oxidizable substances react with sulphuric acid – potassium dichromate solution in the presence of silver sulphate as a catalyst. Chloride is masked by mercury sulphate. The green coloration of Cr<sup>3+</sup> is evaluated.

### Range of Application

Waste water, process analysis

### Interferences

The method can be used for samples (or diluted samples) with chloride concentrations of up to 1500 mg/L.

The measurement results must be subjected to plausibility checks (dilute and/or spike the sample).

### Note

In contrast to the classic COD Cuvette Test (COD classic) the HT-COD is characterised by a higher digestion temperature and shorter digestion time.

Users are advised to carry out a comparison with the COD classic, in order to be sure that the results obtained from their own samples when using the HT-COD are comparable to the standard.

### Special note



For optimal stability until its expiry date, it is recommended the reagent LCK 514 is stored in a fridge.

TR

## LCK 514 COD Kimyasal Oksijen İsteği

**Lütfen "Baskı Tarihi"ni kontrol edin** (bkz. veri tablosu) ve "Not'u okuyun. Güvenlik önerisi ve son kullanma tarihi ambalajın üzerindedir.

### Prensip

Okside edilebilir maddeler gümüş sülfatın katalizör olarak bulunduğu ortamda sülfürük asit – potasyum dikromat solüsyonuyla reaksiyona girer. Civa sülfatın bulunduğu ortamda klorür görünmez. Cr<sup>3+</sup> yeşil rengi aldığında değerlendirilir.

### Uygulama Alanları

Atık su, proses analizi

### Girişim Yapan Maddeler

Bu metot 1500 mg/L'ye kadar klorür konsantrasyonlu numunelerde (veya seyreltilmiş numunelerde) kullanılır. Ölçüm sonuçlarında olasılık kontrolü yapılmalıdır (numuneyi seyreltin ve/veya katkıllayın).

### Not

HT-COD testini klasik COD Küvet Testinden (COD klasik) ayıran özellikler daha yüksek sindirim sıcaklığı ve daha düşük sindirim süresidir.

Kullanıcıların HT-COD kullanırken kendi numunelerinden aldıkları sonuçların standartlara uygun olduğundan emin olmaları için COD klasikle kıyaslamaları önerilir.

### Özel not



Son kullanma tarihine kadar stabilitesini koruması için, LCK 514'ün buzdolabında saklanması tavsiye edilmektedir.

T1

DE

**LCK 514 CSB**  
Chemischer Sauerstoffbedarf

**! Bitte "Ausgabedatum" (s. Datentabelle) und "Hinweis" beachten.  
Sicherheitshinweise und Verfallsdatum auf der Packung.**

**Prinzip**

Oxidierbare Stoffe reagieren mit schwefelsaurer Kaliumdichromatlösung in Gegenwart von Silbersulfat als Katalysator. Chlorid wird mit Quecksilbersulfat maskiert. Ausgewertet wird die Grünfärbung des Cr<sup>3+</sup>.

**Anwendungsbereich**

Abwasser, Prozessanalytik

**Störungen**

Die Methode ist bis zu einem Chloridgehalt von 1500 mg/L in der Probe (oder verdünnten Probe) anwendbar.

Messergebnisse sind durch eine Plausibilitätskontrolle zu überprüfen (Verdünnung und/oder Aufstockung).

**Hinweis**

*Im Vergleich zum klassischen CSB Küvetten-Test (CSB classic) zeichnet sich der HT-CSB durch eine höhere AufschlussTemperatur und kürzere Aufschlusszeit aus.*

*Für die Praxis wird der Vergleich mit dem CSB classic empfohlen, um sicherzustellen, dass der HT-CSB für die eigenen Proben vergleichbare Ergebnisse zur Norm liefert.*

**Besonders beachten**

Für eine optimale Stabilität der Reagenzien bis zum Ablauf der Haltbarkeit empfehlen wir, den Test LCK 514 im Kühlschrank zu lagern.

**Datentabelle · Table des données****Tabella dati**

DR 2800 / DR 3800 / DR 3900 / DR 5000 / DR 6000 06/2013

Software Download: [www.hach-lange.com](http://www.hach-lange.com)

LP2W 06/1997

LCK 514 \*) • F1 = 0 • F2 = 2071 • F3 = -35.81

CADAS 30/30S/50/50S 07/2001

LCK 514 \*) • λ: 605 nm • Pro.: 1 • F1 = 0 • F2 = 2045 • K = -105.7

ISIS 6000/9000 07/2001

LCK 514 \*) • λ: 610 nm • Pro.: 1 • F1 = 0 • F2 = 2118 • K = -122.2

CADAS 100/LPG 158 06/1997

LCK 514 \*) • λ: 605 nm • F1 = 2046 • F2 = -37.39

CADAS 100/LPG 210 06/1997

LCK 514 \*) • λ: 605 nm • F1 = 2046 • F2 = -37.39

\* CSB classic/HT

DCO classiques/HT

COD classica/HT

Lichtgeschützt aufbewahren  
Stocker à l'abri lumière  
Conservare al riparo dalla  
luce



Lagerhinweis  
Stabilité  
Conservazione



+15 °C ..... +25 °C

FR

**LCK 514 DCO**  
Demande Chimique en Oxygène

**! Vérifier la date d'édition (voir table des données) et lire la "Remarque".  
Conseils de sécurité et date de péremption sur l'emballage.**

**Principe**

Les substances oxydables réagissent avec le bichromate de potassium sulfurique, en présence de sulfate d'argent. Le chlorure est masqué avec du sulfate de mercure. La coloration verte du Cr<sup>3+</sup> sera déterminée photométriquement.

**Domaine d'application**

Eaux de rejet, analyses en mode contenu

**Perturbations**

Cette méthode est applicable pour des échantillons (ou échantillon dilué) ayant une teneur en chlorure de 1500 mg/L max.

Les résultat de mesures sont à vérifier par un contrôle de plausibilité (dilution et/ou addition).

**Remarque**

*En comparaison avec les Tests en Cuve DCO classiques (DCO classiques), le HT-DCO offre une température de désagrégation plus élevée, ainsi qu'un temps de désagrégation réduit.*

*Dans la pratique, la comparaison avec les DCO classiques est recommandée, afin de vous assurer que le HT-DCO fournit des résultats analogues dans les normes pour les différents échantillons.*

**Remarque importante**

Afin d'optimiser sa stabilité jusqu'à la date d'expiration, il est recommandé de conserver le kit LCK 514 au réfrigérateur.

IT

**LCK 514 COD**  
Domanda Chimica di Ossigeno

**! Si prega di verificare la "Data di Edizione" (vedi tabella dati) e di leggere le "Note".  
Avvertenze e data di scadenza sulla confezione.**

**Principio**

Reazione con soluzione di acido solforico e dicromato potassico più sulfato di argento quale catalizzatore. I cloruri vengono mascherati col sulfato di mercurio. La colorazione verde del Cr<sup>3+</sup> viene letta fotometricamente.

**Applicazione**

Acque di scarico, analisi di processo

**Interferenze**











Il metodo è valido per un contenuto di cloruri nel campione (originale o diluito) fino a 1500 mg/L. I risultati sono da verificare con un controllo (diluizione e/o soluzione additiva).

**Note**

*In rapporto all'analisi classica del COD, con i test in cuvetta, l'HT-COD esegue l'ossidazione a una temperatura più alta e in tempi più rapidi. E' consigliato ogni tanto eseguire dei COD secondo la metodologia classica (2h, 148 °C) oltre che con l'HT-COD per accettarsi che i risultati siano confrontabili.*

**Nota importante**

Per garantire una stabilità ottimale fino alla data di scadenza, è consigliabile conservare il reagente LCK 514 in frigo.



DE

1. Bodensatz durch Schwenken in Schweben bringen.
2. **2.0 mL** Probe **vorsichtig** pipettieren.
3. Küvette verschließen, von außen gut säubern.
4. Schwenken.
5. Im Thermostaten erhitzen.  
**HT 200 S:** 15 min im Standardprogramm **HT CSB classic:** 2 Std bei 148 °C
6. Heiße Küvette entnehmen.
  - a. **HT 200 S:** Nach Freigabe der Verriegelung 2 x **vorsichtig** schwenken.
  - b. **CSB classic:** 2 x **vorsichtig** schwenken.
7. Auf Raumtemperatur abkühlen.
  - a. **HT 200 S:** im Thermostaten
  - b. **CSB classic:** im Küvettenständer
8. **HT 200 S:** Feststoffteilchen müssen vor der Auswertung vollständig abgesetzt sein! Küvette außen gut säubern und auswerten.  
**CSB classic:** Küvette außen gut säubern und auswerten.

FR

1. Mélanger le contenu pour avoir une solution homogène.
2. Pipetter **2.0 mL** d'échantillon **avec précaution**.
3. Fermer la cuve et nettoyer l'extérieur de celle-ci.
4. Mélanger.
5. Chauffer dans le thermostat.  
**HT 200 S:** 15 min avec le programme standard **HT DCO classique:** 2 h à 148 °C
6. Sortir la cuve **chaude**.
  - a. **HT 200 S:** Après le déverrouillage, retourner 2 x **avec précaution**.
  - b. **DCO classique:** Retourner 2 x **avec précaution**.
7. Laisser refroidir à température ambiante.
  - a. **HT 200 S:** dans le thermostat
  - b. **DCO classique:** dans le support de cuve
8. **HT 200 S:** Les résidus doivent être complètement éliminés avant l'évaluation. Bien nettoyer l'extérieur de la cuve et mesurer.  
**DCO classique:** Bien nettoyer l'extérieur de la cuve et mesurer.

IT

1. Agitare delicatamente per sospendere il fondo.
2. Pipettare **attentamente** **2.0 mL** di campione.
3. Tappare la cuvetta, pulirla bene esternamente.
4. Mescolare.
5. Riscaldare nel termostato.  
**HT 200 S:** 15 min nel programma standard **HT COD classica:** 2 h a 148 °C
6. Estrarre la cuvetta **calda**.
  - a. **HT 200 S:** Dopo il rilascio del dispositivo di bloccaggio, agitare **delicatamente** 2 volte.
  - b. **COD classica:** Agitare **delicatamente** 2 volte.
7. Lasciare raffreddare a temperatura ambiente.
  - a. **HT 200 S:** nel termostato
  - b. **COD classica:** in un portacuvette
8. **HT 200 S:** Prima dell'analisi il sedimento deve essersi completamente depositato. Pulire bene la cuvetta esternamente e leggere.  
**COD classica:** Pulire bene la cuvetta esternamente e leggere.

NL

1. Bezinking door schudden in suspensie brengen.
2. **2.0 mL** monster **voorzichtig** pipetteren.
3. Kvetu sluiten, van buiten goed reinigen.
4. Zwenken.
5. In het thermostaat verhitten.  
**HT 200 S:** 15 min in standaard-programma **HT CZV klassiek:** 2 h bij 148 °C
6. Het **hete** kvetu eruit nemen.
  - a. **HT 200 S:** Na de vrijgeving van de afsluit-beveiliging, 2 x **voorzichtig** zwenken.
  - b. **CZV klassiek:** 2 x **voorzichtig** zwenken.
7. Laten afkoelen tot kamertemperatuur.
  - a. **HT 200 S:** in thermostaat
  - b. **CZV klassiek:** in kuettenstandaard
8. **HT 200 S:** De nog aanwezige vaste stof moet voor de meting volledig bezonken zijn. Kvetu van buiten goed reinigen en meten.  
**CZV klassiek:** Kvetu van buiten goed reinigen en meten.

EN

1. Bring the sediment into suspension by inverting a few times.
2. **Carefully** pipette **2.0 mL** sample.
3. Close cuvette, thoroughly clean the outside.
4. Invert.
5. Heat in the thermostat.  
**HT 200 S:** in standard program **HT** for **15 min**  
**COD classic:** **2 h at 148 °C**
6. Remove the **hot** cuvette.
  - a. **HT 200 S:** After the lock opens, **carefully** invert **twice**.
  - b. **COD classic:** **Carefully invert twice**.
7. Allow to cool to room temperature.
  - a. **HT 200 S:** in the thermostat
  - b. **COD classic:** in a cooling rack
8. **HT 200 S:** Sediment must be completely settled before evaluation is carried out. Clean the outside of the cuvette and evaluate.  
**COD classic:** Clean the outside of the cuvette and evaluate.

TR

1. Çökeltiyi birkaç kez ters çevirerek karışmasını sağlayın.
2. **Dikkatlice 2.0 mL** numune ekleyin.
3. Küveti kapatın ve dışını iyice temizleyin.
4. Ters çevirin.
5. Termostati ısıtın.  
**HT 200 S:** standart program **HT'de 15 dk.**  
**COD klasik:** **148 °C'de 2 saat**.
6. Sıcak küveti **çıkarın**.
  - a. **HT 200 S:** Kilit açıldıkten sonra, **dikkatlice iki kez ters** çevirin.
  - b. **COD klasik:** **İki kez dikkatlice** ters çevirin.
7. Oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
  - a. **HT 200 S:** termostatta
  - b. **COD klasik:** soğutma rafında
8. **HT 200 S:** Değerlendirme yapmadan önce çökelti tamamen çökmeli dir. Küvetin dışını temizleyin ve değerlendirmeye alın.  
**COD klasik:** Küvetin dışını temizleyin ve değerlendirmeye alın.



DE: Für folgende Barcode-Geräte erfolgt nach Einsetzen der Analysenküvette eine automatische Auswertung:

FR: Si vous utilisez un des instruments avec codes à barres suivants, une évaluation automatique est réalisée après l'insertion de la cuve d'analyse :

IT: Se si utilizza uno qualsiasi dei seguenti strumenti con codice a barre, dopo aver inserito la cuvetta d'analisi viene automaticamente visualizzato il risultato della misura:

NL: Wanneer een van de volgende barcode instrumenten worden gebruikt, wordt een automatische uitwaardering uitgevoerd zodra de analyse-kvet geplaatst wordt:

EN: If any of the following barcode instruments is used, an automatic evaluation is carried out after the sample cuvette is inserted:

TR: Aşağıdaki barkod cihazlarından biri kullanılıyorsa, numune küveti takıldıktan sonra değerlendirme otomatik olarak yapılır:

**LASA 50 / 100, XION 500, CADAS 30 / 50 / 30S / 50S / 200 Barcode, ISIS 9000, DR 2800 / DR 3800 / DR 3900 / DR 5000 / DR 6000**

DE	FR	IT	NL	EN	TR	↓	LASA 1 / plus	LASA 10 / 20	CADAS 200 Basis	ISIS 6000	LASA 30	DR 1900
Filter	Filtre	Filtro	Filter	Filter	Filtre	1	590 nm	-	-	-	605 nm	-
Eeprom	Eeprom	Eeprom	Eeprom	Eeprom	Eeprom	2	_ : 46	_ : 46	_ : 46	_ : 46	-	-
Mode	Mode	Mode	Mode	Mode	Mod	3	-	-	-	KÜVETTEST <sup>1)</sup>	Dr. Lange	BARCODE-PROGRAMME <sup>3)</sup>
Test anwählen	Test choisir	Test selezionare	Test oproopen	Test select	Test seçme	4	CSB <sup>2)</sup> / HTCSB <sup>2)</sup> LCK 514	CSB <sup>2)</sup> / HTCSB <sup>2)</sup> LCK 514	514	514	514	514
Kontrollnr.	No. de contrôle	No. di controllo	Controlegetal	Control no.	Kontrol no.	5	-	1	5	5	5	5
Analysenküvette	Cuve d'analyse	Cuvetta d'analisi	Analyse-kvet	Sample cuvette	Numune küveti	6	✓	✓	-	-	-	-
Analysenküvette, grüne Taste / Messen	Cuve d'analyse, touche verte / Mesurer	Cuvetta d'analisi, tasto verde / Lettura	Analyse-kvet, groene toets / Meten	Sample cuvette, green key / Read	Numune küveti, yeşil düğme / Oku	7	-	-	✓	✓	✓	✓

DE	FR	IT	NL	EN	TR	↓	LP1W	LP2W	CADAS 100 LPG158	CADAS 100 LPG210	FR:
Filter	Filtre	Filtro	Filter	Filter	Filtre	1	605 nm (LZP 420)	605 nm	-	-	<sup>1)</sup> TEST EN CUVE
Mode	Mode	Mode	Mode	Mode	Mod	2	-	-	TEST	TEST	<sup>2)</sup> DCO
Symbol	Symbole	Simbolo	Symbool	Symbol	Sembol	3	-	-	\$ 514	514	<sup>3)</sup> PROGR. CODE BARRE
Test anwählen	Test choisir	Test selezionare	Test oproopen	Test select	Test seçme	4	-	CSB <sup>2)</sup> LCK 514	-	-	IT:
Faktor	Facteur	Fattore	Factor	Factor	Faktör	5	2071	-	-	-	<sup>1)</sup> CUVETTE-TEST
Kontrollnr.	No. de contrôle	No. di controllo	Controlegetal	Control no.	Kontrol no.	6	-	9	-	5	<sup>2)</sup> COD
Leerwert (dest. Wasser)	Valeur à blanc (l'eau dist.)	Bianco (acqua dist.)	Blanko (gedest. water)	Blank-value (dist. water)	Şahit-değer (saf su)	7	LCW 919	LCW 919	LCW 919	LCW 919	<sup>3)</sup> PROGRAMMI COD.A BARRE
Analysenküvette	Cuve d'analyse	Cuvetta d'analisi	Analyse-kvet	Sample cuvette	Numune küveti	8	✓ ERGEBNIS	✓ ERGEBNIS	✓ MESS	✓ MESS	NL:
Vom Ergebnis abziehen:	Soustraire au résultat:	Sottrarre dal risultato:	Van het resultaat aftrekken:	Subtract from the result:	Sonuçtan çıkarın:	9	35.81 mg/L	-	-	-	<sup>1)</sup> KUVETTESTİ
											<sup>2)</sup> COD
											<sup>3)</sup> BARCODE-PROGRAMMA'S
											EN:
											<sup>1)</sup> CUVETTE TEST
											<sup>2)</sup> COD
											<sup>3)</sup> BARCODE PROGRAMMS
											TR:
											<sup>1)</sup> KÜVET TESTİ
											<sup>2)</sup> COD
											<sup>3)</sup> BARKOT PROGRAMLARI